


TQC viskozitní kalibrační oleje DV2200 - DV2214


Vysoce kvalitní kalibrační oleje pro přesnou kalibraci výtokových pohárků a rotačních viskozimetrů TQC. Všechny oleje mají hodnoty viskozity uváděné v cP a cSt, dle balení. Viskozitní kalibrační oleje TQC jsou vyrobeny z minerálních olejů nejvyšší kvality.




Výběr oleje

Správný olej vhodný pro konkrétní použití lze vyhledat v tabulkách výběru níže. Při výběru oleje dbejte na požadovanou teplotu: 20°C nebo 25°C.






Tabulka výběru kalibračních olejů pro rotační viskozimetry při 20°C



Tabulka výběru kalibračních olejů pro rotační viskozimetry při 25°C



Technická specifikace

Objednací číslo	Olej	Viskozita pro pohárky		Viskozita pro rotační viskozimetry				Viskozimetry Krebs		Specifická hmotnost	
		Viskozita v cSt:		Viskozita v cP (mPas):				V.K.		s.h. v g/ml	
		20°C	25°C	20°C	25°C	20°C	25°C	20°C	25°C	20°C	25°C
DV2200	S6	10,55	8,912	8,911	7,498	-	-	-	-	0,8446	0,8413
DV2201	N10	20,72	16,92	17,53	14,26	-	-	-	-	0,8461	0,8429
DV2202	S20	42,83	33,76	36,35	28,54	-	-	-	-	0,8487	0,8455
DV2203	N26	84,16	64,35	71,96	54,81	-	-	-	-	0,855	0,8518
DV2204	S60	158,5	117,9	136,4	101,1	-	-	-	-	0,8606	0,8575
DV2205	N100	329	237,4	285,2	205,1	58,66	53,82	-	-	0,8669	0,8638
DV2206	S200	642,1	453,9	559,2	393,9	71,58	64,34	-	-	0,8709	0,8679
DV2207	N350	1179	818,4	1031	712,9	86,76	77,23	-	-	0,8741	0,8711
DV2208	N415	1369	988,1	1158	833,1	89,96	81,12	-	-	0,8461	0,8431
DV2209	S600	2053	1409	1799	1231	102,89	91,69	-	-	0,8764	0,8735
DV2210	N1000	4256	2866	3749	2516	129,01	113,95	-	-	0,8808	0,8779
DV2211	S2000	7946	5232	7008	4599	-	-	-	-	0,882	0,8791
DV2212	N4000	15813	10456	14042	9256	-	-	-	-	0,888	0,8852
DV2213	S8000	24835	22306	31028	19808	-	-	-	-	0,8907	0,888
DV2214	S30000	137816	85532	123511	76423	-	-	-	-	0,8962	0,8962

Využití

Viskozitní kalibrační oleje TQC lze využít se všemi vhodnými zařízeními pro měření viskozity. Při použití oleje má na jeho skutečnou viskozitu výrazný vliv okolní teplota. Proto by měla být správná viskozita vypočítána vždy, když olej není používán při stanovené teplotě 20°C nebo 25°C. Před použitím viskozitního oleje si vždy přečtěte technický list.

Další informace

Balení	500 ml (skleněná láhev nebo plastový obal dle typu oleje)
Hmotnost	celková hmotnost balení cca 1 kg
Certifikace	dle ČSN EN ISO/IEC 17025 a ISO Guide 34 pod akreditací UKAS
Trvanlivost	2 roky

Bezpečnostní opatření

- Před použitím viskozitního oleje si vždy přečtěte technický list.
- Pozor, obal oleje může být kluzký a při upuštění může dojít k rozbití láhve.
- Oleje nepoužívejte k jinému účelu než uvedenému výše.

<https://www.gamin.cz/tqc-kalibracni-oleje/>