

Breslova sada

Uživatelsky přívětivá testovací sada pro hodnocení rozsahu přítomnosti rozpustných solí a stupně znečištění na otryskaném povrchu před aplikací nátěru.

Tato metoda odpovídá normě ISO 8502-6 a 9, výsledkem je hodnota znečištění v miligramech na metr čtvereční. Sada měří všechny rozpustné soli, jako jsou chloridy, sulfáty a nitráty.

Určení obsahu solí je před aplikací nátěrové hmoty zcela nezbytné, protože čistý podklad je základem pro následnou aplikaci nátěrových hmot.

Sada se skládá z konduktometru a 25 Breslových cel, pohárku a dalšího příslušenství. Sada obsahuje rovněž vybavení pro určení obsahu solí v již použitém abrazivu.

Soli, které zůstanou pod nátěrovým systémem, na sebe vzhledem ke své hygroskopické povaze vážou vlhkost, v důsledku čehož dojde k rychlé korozi.



Obsah dodávky

- digitální konduktometr
- 25 Breslových cel
- 6 ks 25ml plastových pohárků
- deionizovaná voda
- pohárek a stříkačka
- kalibrační a čistící roztoky
- návod na obsluhu
- přenosný kufřík

V souladu s normami: ISO 8502-6, ISO 8502-9

Technická specifikace

Rozsah	0,1 – 20 000 mg/m ² (s DSP metodou)
Rozlišení	0,1 mg/m ² (s DSP metodou)
Přesnost	1 % odchylka z rozsahu
Teplotní rozsah	0-50 °C
ATC	0-50 °C
Normalizovaná teplota	25 °C
Automatické vypnutí	Po 8,5 minutách nečinnosti
Třída IP	IP67
Velikost cel	12,50 cm ²
Typ cel	latexová membrána

Volitelné příslušenství

HI0070	Konduktometr
LD6504	Breslovy cely (25 ks)
SP4550	Pohárek (50 ml) pro Breslovou sadu
SP4551	Pohárek (250 ml) pro Breslovou sadu
SP7001	Plastové pohárky 20 ks pro Breslovou sadu (MWY514)
SP7100	Plastové pohárky 25 ks pro Breslovou sadu (MWY514)
SP7105	Plastové pohárky 100 ks pro Breslovou sadu (MWY514)
SP7932	Odpadní láhev pro Breslovou sadu
SP7320	Kalibrační roztok TQC 84 µS, láhev 50 ml
SP7321	Čistící roztok TQC, láhev 50 ml

Návod na použití

